

## Inkubátor třepací Witeg WIS-ML, velkokapacitní, s chlazením

Výrobci a značky: Witeg

Velmi vhodné využití pro širokou škálu testování vzorků na základě různých teplot.

### Základní charakteristika velkokapacitních inkubátorů WIS-ML:

- nezávislé ovládání frekvence třepání a nastavení teploty pro každé patro inkubátoru
- digitální Fuzzy Control System pro přesnost teploty
- inteligentní řízení chlazení pro zabránění přetížení kompresoru
- třepací mechanismus zajišťuje tiché a přesné řízení rychlosti
- prostorově úsporný design pro velké množství vzorků se 2 resp. 4 nezávisle třesoucími základnami a se samostatnou regulací otáček
- automatické zastavení třepání, vytápění a chlazení v případě otevření dveří
- kontrola průběhu teploty, detekce chyb čidla
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 ks univerzální desky SP620 pro WIS-ML02 a 4 ks pro WIS-ML04; svorky nejsou součástí dodávky a objednávají se samostatně



Technické údaje		
Typ	WIS-ML02	WIS-ML04
Počet pater	2	4
Teplotní rozsah	10 °C - 60 °C	
Přesnost	±0,2 °C (při 37 °C)	
Výkon topení	1,5 kW	1,8 kW
Chladicí jednotka	1/2 HP	3/4 HP
Frekvence kmitů	30 - 250 min <sup>-1</sup>	
Orbitální pohyb	25 mm	
Vnitřní rozměry (v x š x h)	1100 x 700 x 700 mm	1790 x 700 x 700 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	1445 x 1290 x 850 mm	2125 x 1290 x 850 mm

**Upozornění:** U produktů Witeg je v současné době dodací lhůta až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás kontaktujte a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
------------	------------	-------	-----	------------	-----------

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
426 500 915 002	DH.WIS05002	Třepací inkubátor	WIS-ML02 s kruhovým pohybem, 2 patra	10-12 týdnů	280 509 Kč
426 500 913 004	DH.WIS03004	Třepací inkubátor	WIS-ML04 s kruhovým pohybem, 4 patra	10-12 týdnů	381 773 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 509 104 620	SP620	Deska univerzální pro různé velikosti baněk (rozměr desky 645 x 645 mm)	Skladem, do 1 týdne	3 739 Kč
426 509 104 520	SR520	Deska univerzální pro zkumavky (rozměr desky 653 x 653 x h135 mm)	10-12 týdnů	14 261 Kč
426 509 160 100 2	FHS100	Svorka s drátěnou pružinou pro 100ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	284 Kč
426 509 160 250 2	FHS250	Svorka s drátěnou pružinou pro 250ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	332 Kč
426 509 160 500 2	FHS500	Svorka s drátěnou pružinou pro 500ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	366 Kč
426 509 161 000 2	FHS1000	Svorka s drátěnou pružinou pro 1000ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	444 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Incubator-WIS-ML-EN.pdf](#)