

INKUBÁTORY ARGOLAB

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Inkubátory > Inkubátory ArgoLab

Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru, stolní

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře a dvěma typy regulátorů. Poskytují reprodukovatelné podmínky pro inkubace mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích.



Základní charakteristika stolních inkubátorů ICN:

- 2 velikosti komory (užitný objem 16 nebo 35 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 70 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- 3 pracovní režimy:
 - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
 - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
 - víceokrový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač, akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
 - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a paměti pro až 2 000 dat
 - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a paměti pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, dveře s okem z dvojitého skla, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky inkubátoru jsou 2 drátěné police a USB flash disk; další drátěné police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje			
Typ		ICN 16	ICN 35
Objem		16 l	35 l
Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 70 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Homogenita při 37 °C:	±0,4 °C	
Doba ustálení na teplotu 37 °C		18 minut	22 minut

Počet polic (standard/max)		2/3	2/5
Minimální vzdálenost mezi policemi		25 mm	30 mm
Max. zatížení police		5 kg	7,5 kg
Rozměry	Vnitřní:	270 x 255 x 230 mm	360 x 320 x 300 mm
	Vnější:	530 x 450 x 370 mm	620 x 510 x 440 mm
Hmotnost		23 kg	33 kg
Napájení		220/240 V, 50 Hz	
 V naší nabídce najdete i velkoobjemové inkubátory ICN.			

Inkubátory ICN s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 002	ICN 16 Plus	16	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	21 750 Kč
408 864 121 012	ICN 35 Plus	35	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	24 950 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICN s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 302	ICN 16 Super	16	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	31 125 Kč
408 864 121 312	ICN 35 Super	35	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	36 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru, velkoobjemový

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře (bez zabudovaného ventilátoru). Používají se pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Jsou dostupné se dvěma typy regulátorů.

Základní charakteristika inkubátorů série ICN:

- 3 velikosti komory (užitný objem 55, 120 nebo 200 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 70 °C



- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- 3 pracovní režimy:
 - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
 - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
 - víceukrokový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač, akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
 - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a paměti pro až 2 000 dat
 - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a paměti pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, jednokřídlé plné vnější a dvoukřídlé skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 nebo 3 drátěné police (dle modelu) a USB flash disk; další drátěné či děrované police nebo kolečka si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje				
Typ		ICN 55	ICN 120	ICN 200
Objem		55 l	120 l	200 l
Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Homogenita při 37 °C:	±0,5 °C		
Doba ustálení na teplotu 37 °C		25 minut	30 minut	35 minut
Počet polic (standard/max)		2/5	3/7	3/9
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm		
Max. zatížení police		10 kg		
Rozměry	Vnitřní:	400 x 385 x 360 mm	520 x 500 x 460 mm	610 x 575 x 600 mm
	Vnější:	660 x 600 x 500 mm	780 x 700 x 610 mm	875 x 760 x 755 mm
Hmotnost		42 kg	61 kg	77 kg
Napájení		220/240 V, 50 Hz		
 V naší nabídce najdete i maloobjemové stolní inkubátory ICN.				

Inkubátory ICN s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 022	ICN 55 Plus	55	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	36 750 Kč
408 864 121 032	ICN 120 Plus	120	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	45 250 Kč
408 864 121 042	ICN 200 Plus	200	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	68 875 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICN s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 322	ICN 55 Super	55	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	47 750 Kč
408 864 121 332	ICN 120 Super	120	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	54 875 Kč
408 864 121 342	ICN 200 Super	200	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	76 875 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátor ArgoLab ICF, s ventilátorem

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Laboratorní inkubátory ICF jsou jednoduché ekonomické přístroje s nucenou cirkulací vzduchu v komoře. Ventilátor je nastavitelný ve třech úrovních a zaručuje dokonalou výměnu vzduchu a homogenitu teploty v každé části komory. Inkubátory jsou dostupné se dvěma typy regulátorů.

Základní charakteristika inkubátorů série ICF:

- 4 velikosti komory (užitný objem 55, 120, 200 nebo 400 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 80 °C
- možnost rychlé **sterilizace komory** při teplotě 130 °C (max. 10 minut)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- 3 pracovní režimy:
 - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
 - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
 - více krokový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač (možnost odloženého startu), akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:



- **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a paměti pro až 2 000 dat
- **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a paměti pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, plně vnější a dvoukřídlé skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- dvojitá ochrana proti přehřátí, bezpečnostní třída 3.1 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 nebo 3 drátěné police (dle modelu) a USB flash disk; další drátěné či děrované police nebo kolečka si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)



Přístroje lze vybavit průchodkami o Ø 25 nebo 50 mm. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek a je nutno ho specifikovat již při objednání přístroje. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje

Typ		ICF 55	ICF 120	ICF 200	ICF 400
Objem		55 l	120 l	200 l	400 l
Počet vnějších dveří		1			2
Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 80 °C			
	Rozlišení:	0,1 °C			
	Homogenita při 37 °C:	±0,3 °C	±0,4 °C	±0,4 °C	±0,5 °C
Doba ustálení na teplotu 37 °C		30 minut	40 minut	45 minut	55 minut
Počet polic (standard/max)		2/5	3/7	3/9	3/10
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm			
Max. zatížení police		20 kg			
Rozměry	Vnitřní:	400 x 350 x 415 mm	520 x 435 x 530 mm	645 x 495 x 650 mm	1000 x 500 x 800 mm
	Vnější:	690 x 620 x 650 mm	810 x 760 x 750 mm	945 x 825 x 870 mm	1285 x 820 x 1060 mm
Hmotnost		56 kg	74 kg	103 kg	160 kg
Napájení		220/240 V, 50 Hz			

Inkubátory ICF s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-----------	----------------------	---------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 120 802	ICF 55 Plus	55	+5 nad teplotou okolí až 80	2	3-4 týdny	45 875 Kč
408 864 120 812	ICF 120 Plus	120	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	55 875 Kč
408 864 120 822	ICF 200 Plus	200	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	76 625 Kč
408 864 120 832	ICF 400 Plus	400	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	100 250 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICF s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 120 902	ICF 55 Super	55	+5 nad teplotou okolí až 80	2	3-4 týdny	56 375 Kč
408 864 120 912	ICF 120 Super	120	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	65 875 Kč
408 864 120 922	ICF 200 Super	200	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	86 500 Kč
408 864 120 932	ICF 400 Super	400	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	113 500 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství k inkubátorům ArgoLab ICN a ICF

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství pro inkubátory ArgoLab nabízíme drátěné nebo děrované police a kolečka. Ceny volitelného vybavení (průchodka Ø 25 nebo 50 mm) vám rádi sdělíme na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

- děrovaná police se používá pouze v kombinaci s drátěnou policí (pokládá se na ni)



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
408 334 111 172	41101172	Kolečka pro ICN/ICF 200 a ICF 400	4	3-4 týdny	3 125 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 334 111 112	Police drátěná nerezová pro ICN 16	3-4 týdny	1 275 Kč
408 334 111 122	Police drátěná nerezová pro ICN 35	3-4 týdny	1 425 Kč
408 334 111 132	Police drátěná nerezová pro ICN 55	3-4 týdny	1 725 Kč
408 334 111 142	Police drátěná nerezová pro ICN 120	3-4 týdny	2 800 Kč
408 334 111 152	Police drátěná nerezová pro ICN 200	3-4 týdny	3 475 Kč
408 334 110 112	Police drátěná nerezová pro ICF 120	3-4 týdny	2 700 Kč
408 334 110 122	Police drátěná nerezová pro ICF 200	3-4 týdny	3 400 Kč
408 334 110 132	Police drátěná nerezová pro ICF 400	3-4 týdny	5 800 Kč
408 334 110 162	Police děrovaná pro ICF 120	3-4 týdny	2 400 Kč
408 334 110 172	Police děrovaná pro ICF 200	3-4 týdny	3 125 Kč
408 334 110 182	Police děrovaná pro ICF 400	3-4 týdny	4 375 Kč
408 334 111 902	IQ-OQ tištěný manuál pro všechny typy sušáren a inkubátorů ArgoLab	3-4 týdny	10 250 Kč
Volitelné vybavení (je nutno objednat spolu s přístrojem, dodatečná montáž není možná):			
408 331 110 152	Průchodka o Ø 25 mm pro inkubátory ICF	Kontaktujte nás	
408 331 110 142	Průchodka o Ø 50 mm pro inkubátory ICF	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.