

## INKUBÁTORY TŘEPACÍ HEIDOLPH

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Inkubátory třepací > Inkubátory třepací Heidolph

### Inkubátor Heidolph 1000

Výrobci a značky: Heidolph

Inkubátor 1000 se skládá z temperační jednotky a plastového krytu. Je určen pro použití s některými typy třepaček Heidolph pro třepání za konstantní teploty.

#### Základní charakteristika inkubátoru 1000:



- plynulé nastavení teploty v rozsahu +5 °C nad teplotou okolí až +65 °C
- přesnost nastavení teploty  $\pm 2$  °C do 50 °C nebo  $\pm 4$  °C nad 50 °C
- rychlé a rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru (výkon topení 300 W)
- displej pro digitální zobrazení nastavené a aktuální teploty
- tepelná pojistka (vypne přístroj v případě přehřátí)
- bezhlučný ventilátor
- snadná kontrola vzorků díky průhlednému krytu (konstrukce krytu zabraňuje mlžení)
- 3 velikosti krytů (**nízký** pro mikrotitrační destičky, Petriho misky, kultivační nádoby a Erlenmeyerovy baňky do 100 ml; **vysoký** pro středně velké nádoby a Erlenmeyerovy baňky do 500 ml; **XL** pro Erlenmeyerovy baňky 2000 ml)
- objednává se jako volitelné příslušenství k třepačkám Heidolph [Unimax 1010](#), [Promax 1020](#), [Duomax 1030](#), [Polymax 1040](#), [Titramax 1000](#)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 499 001 000	Inkubátor 1000 (temperační jednotka)	3-4 týdny	33 300 Kč
392 499 004 000	Plexi kryt nízký (užitná výška cca 12 cm)	3-4 týdny	18 700 Kč
392 499 003 000	Plexi kryt vysoký (užitná výška cca 22 cm)	3-4 týdny	21 025 Kč
392 499 006 000	Plexi kryt XL (užitná výška cca 42 cm)	3-4 týdny	36 900 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*