

## Inserty pro krimpovací, širokohrdlé a ROBO vialky

- objem: 250 nebo 400  $\mu$ l
- kónické dno s plastovými lamelami nebo rovné dno
- čiré sklo
- vhodné do [1,5ml širokohrdlých vialek](#), [2ml ROBO vialek](#) a [2ml krimpovacích vialek](#)
- používají se v případech, kdy je k dispozici jen malý objem vzorku
- **informace k dodávce:** inserty se dodávají v balení po 100 kusech



| Obj. číslo      | Popis                                            | Plnicí<br>objem<br>[ml] | Rozměry<br>[mm] | Balení<br>[ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 150 330 951 630 | Skleněné kónické, s pružnými plastovými lamelami | 0,25                    | 5,8 x 29        | 100            | 3-4 týdny  | 1 375 Kč    |
| 150 330 951 631 | Skleněné s rovným dnem                           | 0,4                     | 5,8 x 31        | 100            | 3-4 týdny  | 375 Kč      |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*