

INSERTY PRO VIALKY

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Inserty pro vialky

Inserty pro úzkohrdlé vialky

- objem: 150 nebo 200 μ l
- kónické dno s plastovými lamelami nebo rovné dno
- čiré sklo
- vhodné do [2ml úzkohrdlých vialek](#) 12 x 32 mm
- používají se v případech, kdy je k dispozici malý objem vzorku
- **informace k dodávce:** inserty se dodávají v balení po 100 kusech



Obj. číslo	Popis	Plnicí objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 951 530	Skleněné kónické, s pružnými plastovými lamelami	0,15	4,8 x 29	100	3-4 týdny	1 293 Kč
150 640 591 674	Skleněné s rovným dnem	0,2	5 x 31	100	3-4 týdny	471 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inserty pro krimpovací, širokohrdlé a ROBO vialky

- objem: 250 nebo 400 μ l
- kónické dno s plastovými lamelami nebo rovné dno
- čiré sklo
- vhodné do [1,5ml širokohrdlých vialek](#), [2ml ROBO vialek](#) a [2ml krimpovacích vialek](#)
- používají se v případech, kdy je k dispozici jen malý objem vzorku
- **informace k dodávce:** inserty se dodávají v balení po 100 kusech



Obj. číslo	Popis	Plnicí objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 951 630	Skleněné kónické, s pružnými plastovými lamelami	0,25	5,8 x 29	100	3-4 týdny	1 375 Kč

Obj. číslo	Popis	Plnicí objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 951 631	Skleněné s rovným dnem	0,4	5,8 x 31	100	3-4 týdny	375 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.