

ELEKTRODY IONTOVĚ SELEKTIVNÍ THETA 90

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Ionometry > Elektrody iontově selektivní Theta 90

Elektroda iontově selektivní, kombinovaná, Theta 90

Iontově selektivní elektrody (ISE) jsou určeny pro stanovení příslušných iontů ve vodných roztocích v laboratoři.

- kombinované (k měření tedy není potřebná samostatná referenční elektroda)
- rozměry (délka x průměr): 115 x 12 mm
- konektor BNC, délka kabelu 1 m
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



i Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání. Za příplatek lze elektrody osadit konektorem DIN 19262. V nabídce je i konektorová redukce BNC/DIN 19262. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
470 660 051 116	Bromidová, Br ⁻	S fixním 1m kabelem s BNC konektorem	Na dotaz	6 080 Kč
470 660 051 128	Chloridová, Cl ₂	S fixním 1m kabelem s BNC konektorem	Na dotaz	6 080 Kč
470 660 051 152	Stříbrná, Ag ⁺	S fixním 1m kabelem s BNC konektorem	Na dotaz	6 080 Kč
470 660 051 120	Dusičnanová, NO ₃ ⁻	S fixním 1m kabelem s BNC konektorem	Na dotaz	6 080 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.