

## JEHLY NÁHRADNÍ K MIKROSTŘÍKAČKÁM HAMILTON

VERKON > Chromatografie > Mikrostříkačky a příslušenství > Jehly náhradní k mikrostříkačkám Hamilton

### Jehla s ostrým hrotem k mikrostříkačkám Hamilton, náhradní

Výrobci a značky: Hamilton

**Upozornění: Při objednávání jehel je vždy potřeba uvést typ mikrostříkačky!**



Technické údaje náhradních jehel k mikrostříkačkám RN

Typ	26s	26	22s	22
Mrtvý objem [μl]:	0,64	2,7	1,12	6,81
Vnitřní průměr [mm]:	0,13	0,26	0,15	0,41
Vnější průměr [mm]:	0,47	0,46	0,72	0,72
Typ špičky:	pst2 - ostrá pst3 - tupá			
Pro mikrostříkačky typu:	75; 701; 85; 801; 1701	75; 701; 85; 801; 1701	702; 705; 710; 725; 802; 805; 810; 825; 1702; 1705; 1710; 1725	750; 1001; 1002; 1005; 1010; 1750

s - značí menší vnitřní průměr a větší vnější průměr pro zajištění větší odolnosti

Obj. číslo	Typ	Pro objem	Objem [μl/cm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 665 775 802	26s	2,5 - 100 μl	0,13	6	3-4 týdny	1 659 Kč
396 665 775 804	26	2,5 - 100 μl	0,53	6	3-4 týdny	1 628 Kč
396 665 775 803	22s	2,5 - 100 μl	0,18	6	3-4 týdny	1 690 Kč
396 665 775 801	22	2,5 - 100 μl	1,32	6	3-4 týdny	1 720 Kč
396 665 777 902	26s	250 μl - 10 ml	0,13	6	3-4 týdny	2 090 Kč
396 665 777 904	26	250 μl - 10 ml	0,53	6	3-4 týdny	2 049 Kč
396 665 777 903	22s	250 μl - 10 ml	0,18	6	3-4 týdny	2 151 Kč
396 665 777 901	22	250 μl - 10 ml	1,32	6	3-4 týdny	2 120 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.