

## Kádinka dle Griffina, červená stupnice, PP

Materiál: PP Novinka

- objem: 50, 100, 250, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- materiál: transparentní PP
- tištěná červená stupnice
- bez ucha
- hladký povrch (rychlé a snadné čištění)
- autoklávovatelná do 121 °C
- v souladu s ISO 7056



**Náš TIP:** V naší nabídce najdete i [odměrky s uchem](#) a výlevkou.

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 693 030	50	5	54	58	1-2 týdny	20 Kč
130 647 693 031	100	10	71	73	1-2 týdny	22 Kč
130 647 693 032	250	25	91	93	1-2 týdny	33 Kč
130 647 693 033	600	50	118	128	1-2 týdny	45 Kč
130 647 693 034	1000	50	141	150	1-2 týdny	67 Kč
130 647 693 035	2000	100	172	192	1-2 týdny	110 Kč
130 647 693 036	5000	500	223	262	1-2 týdny	228 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*