

## Kádinka nízká s lisovanou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PP
- lisovaná stupnice
- třída přesnosti B
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 409 025	25	1	±10	34	49	Skladem, do 1 týdne	24 Kč
331 850 409 050	50	2	±10	41	60	Skladem, do 1 týdne	26 Kč
331 850 409 100	100	5	±10	51	72	Skladem, do 1 týdne	30 Kč
331 850 409 250	250	10	±10	71	95	Skladem, do 1 týdne	38 Kč
331 850 409 500	500	10	±10	87	119	Skladem, do 1 týdne	61 Kč
331 850 491 000	1000	20	±10	109	147	Skladem, do 1 týdne	122 Kč
331 850 492 000	2000	50	±10	132	183,5	Skladem, do 1 týdne	170 Kč
331 850 493 000	3000	500	±10	158	201	3-4 týdny	328 Kč
331 850 495 000	5000	500	±10	188,5	229	3-4 týdny	495 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*