

## Kádinka nízká s modrou stupnicí, PMP

Materiál: PMP A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PMP (TPX)
- modrá stupnice
- třída přesnosti B
- výborná chemická odolnost, krátkodobě odolná teplotě 170 °C
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 720	25	1	±10	34	49	1-2 týdny	65 Kč
331 850 191 721	50	2	±10	41	60	1-2 týdny	79 Kč
331 850 191 722	100	5	±10	51	72	3-4 týdny	83 Kč
331 850 191 723	250	10	±10	71	95	1-2 týdny	99 Kč
331 850 191 724	500	10	±10	87	119	1-2 týdny	184 Kč
331 850 191 725	1000	20	±10	109	147	3-4 týdny	241 Kč
331 850 191 726	2000	50	±10	132	183,5	Skladem, do 1 týdne	375 Kč
331 850 191 727	3000	500	±10	158	201	Skladem, do 1 týdne	579 Kč
331 850 191 728	5000	500	±10	188,5	229	3-4 týdny	945 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*