

Kádinka nízká s modrou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PP
- modrá stupnice
- třída přesnosti B
- autoklávovatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 821	25	1	±10	34	49	Skladem, do 1 týdne	30 Kč
331 850 191 822	50	2	±10	41	60	Skladem, do 1 týdne	34 Kč
331 850 191 823	100	5	±10	51	72	Skladem, do 1 týdne	36 Kč
331 850 191 824	250	10	±10	71	95	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
331 850 191 825	500	10	±10	87	119	Skladem, do 1 týdne	71 Kč
331 850 191 826	1000	20	±10	109	147	Skladem, do 1 týdne	138 Kč
331 850 191 827	2000	50	±10	132	183,5	Skladem, do 1 týdne	189 Kč
331 850 191 818	3000	500	±10	158	201	1-2 týdny	322 Kč
331 850 191 819	5000	500	±10	188,5	229	Skladem, do 1 týdne	486 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.