

## Kádinka nízká s výlevkou, PTFE

Materiál: PTFE

Výrobci a značky: Brand

- objem: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PTFE
- pracovní rozsah teplot: -200 až 260 °C
- zesílený okraj
- bez graduace
- výborná chemická odolnost



Obj. číslo	Objem [ml]	Vnější průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 980 090 320	25	33	45	3-4 týdny	584 Kč
130 980 090 328	50	45	60	3-4 týdny	773 Kč
130 980 090 338	100	55	65	3-4 týdny	883 Kč
130 980 090 344	150	60	70	3-4 týdny	1 326 Kč
130 980 090 348	250	70	95	3-4 týdny	1 646 Kč
130 980 090 352	400	80	105	3-4 týdny	2 574 Kč
130 980 090 354	500	80	125	3-4 týdny	2 709 Kč
130 980 090 362	1000	105	155	3-4 týdny	5 755 Kč
130 980 090 364	2000	120	210	3-4 týdny	12 144 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*