

## Kádinka nízká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3    Narozeninová akce    Sleva 15 %    A 121 °C

Sleva platí do 29. 5. 2026

Sleva platí i na [vysoké kádinky](#) s výlevkou

- objem: 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 10 ml), stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- bílá ploška na popis



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměru](#) či [hadic](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 641 221 810	10	26	1-2 týdny	21 Kč <b>18 Kč</b>
120 951 106 141	25	34	Skladem, do 1 týdne	24 Kč <b>20 Kč</b>
120 951 106 171	50	42	Skladem, do 1 týdne	26 Kč <b>22 Kč</b>
120 951 106 241	100	50	Delší termín	28 Kč <b>24 Kč</b>
120 951 106 291	150	60	Skladem, do 1 týdne	45 Kč <b>38 Kč</b>
120 951 106 361	250	70	Skladem, do 1 týdne	43 Kč <b>37 Kč</b>
120 951 106 411	400	80	Skladem, do 1 týdne	56 Kč <b>48 Kč</b>
120 951 106 481	600	90	4-6 týdnů	59 Kč <b>50 Kč</b>
120 951 106 531	800	100	Skladem, do 1 týdne	73 Kč <b>62 Kč</b>
120 951 106 541	1000	105	Skladem, do 1 týdne	100 Kč <b>85 Kč</b>
120 951 106 631	2000	132	Skladem, do 1 týdne	158 Kč <b>134 Kč</b>
120 951 106 681	3000	152	2-3 týdny	630 Kč <b>536 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*