


Kádinka nízká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 Narozeninová akce Sleva 15 % A 121 °C

Sleva platí do 9. 7. 2026

 Sleva platí i na [vysoké kádinky](#) s výlevkou

- objem: 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 10 ml), stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- bílá ploška na popis



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměrů či hadic](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 641 221 810	10	26	3-4 týdny	21 Kč 18 Kč
120 951 106 141	25	34	Skladem, do 1 týdne	24 Kč 20 Kč
120 951 106 171	50	42	Skladem, do 1 týdne	26 Kč 22 Kč
120 951 106 241	100	50	Skladem, do 1 týdne	28 Kč 24 Kč
120 951 106 291	150	60	Skladem, do 1 týdne	45 Kč 38 Kč
120 951 106 361	250	70	Skladem, do 1 týdne	43 Kč 37 Kč
120 951 106 411	400	80	Skladem, do 1 týdne	56 Kč 48 Kč
120 951 106 481	600	90	4-6 týdnů	59 Kč 50 Kč
120 951 106 531	800	100	Skladem, do 1 týdne	73 Kč 62 Kč
120 951 106 541	1000	105	Skladem, do 1 týdne	100 Kč 85 Kč
120 951 106 631	2000	132	Skladem, do 1 týdne	158 Kč 134 Kč
120 951 106 681	3000	152	2-3 týdny	630 Kč 536 Kč

