

## Kádinka s uchem a výlevkou, nerezová

- objem: 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- výborná chemická i teplotní odolnost
- hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
- dno vhodné pro topné desky a magnetické míchačky



Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 530	100	60	50	4-6 týdnů	2 616 Kč
397 210 008 531	250	85	65	4-6 týdnů	2 689 Kč
397 210 008 532	500	110	80	4-6 týdnů	3 177 Kč
397 210 008 533	1000	130	100	2-3 týdny	3 638 Kč
397 210 008 534	2000	180	120	4-6 týdnů	5 112 Kč
397 210 008 535	3000	180	150	4-6 týdnů	5 972 Kč
397 210 008 536	5000	210	180	4-6 týdnů	7 421 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*