

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Kádinky nerezové > Kádinka s uchem a výlevkou, nerezová

Kádinka s uchem a výlevkou, nerezová

- objem: 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- výborná chemická i teplotní odolnost
- hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
- dno vhodné pro topné desky a magnetické míchačky



| Obj. číslo | Objem [ml] | Výška [mm] | Průměr [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 397 210 008 530 | 100 | 60 | 50 | 4-6 týdnů | 2 616 Kč |
| 397 210 008 531 | 250 | 85 | 65 | 4-6 týdnů | 2 689 Kč |
| 397 210 008 532 | 500 | 110 | 80 | 4-6 týdnů | 3 177 Kč |
| 397 210 008 533 | 1000 | 130 | 100 | 2-3 týdny | 3 638 Kč |
| 397 210 008 534 | 2000 | 180 | 120 | 4-6 týdnů | 5 112 Kč |
| 397 210 008 535 | 3000 | 180 | 150 | 4-6 týdnů | 5 972 Kč |
| 397 210 008 536 | 5000 | 210 | 180 | 4-6 týdnů | 7 421 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.