

Kádinka s výlevkou, nerezová

- objem: 100, 250, 500, 1000, 3000 a 5000 ml
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)
- bez graduace, s vyhnutým okrajem a výlevkou
- výborná chemická i teplotní odolnost
- hladký povrch (rychlé a snadné čištění)
- autoklávatelná do 121 °C
- dno vhodné pro topné desky a magnetické míchačky
- vhodná pro potravinářství



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Horní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 171 210 100	100	50	58	60	2-3 týdny	516 Kč
399 171 210 250	250	65	74	85	4-6 týdnů	565 Kč
399 171 210 500	500	80	90	110	2-3 týdny	894 Kč
399 171 211 000	1000	100	112	130	2-3 týdny	1 319 Kč
399 171 213 000	3000	150	169	180	2-3 týdny	1 978 Kč
399 171 215 000	5000	180	202	210	2-3 týdny	2 118 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.