

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Kádinky PP, PMP a PTFE > Kádinka se třemi výlevkami a lisovanou stupnicí, PP

Kádinka se třemi výlevkami a lisovanou stupnicí, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 50, 100, 250, 400 a 1000 ml
- tři tvarované výlevky
- lisovaná stupnice
- materiál: průhledný PP
- autoklávatelná do 121 °C
- stohovatelná



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Horní průměr [mm]	Dolní průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 171 090 050	50	5	45	31	1-2 týdny	12 Kč
399 171 090 100	100	10	55	38	1-2 týdny	15 Kč
399 171 090 250	250	10	75	48	1-2 týdny	28 Kč
399 171 090 400	400	20	83	51	1-2 týdny	34 Kč
399 171 091 000	1000	50	113	72	4-6 týdnů	57 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.