

Kádinka vysoká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

Narozeninová akce

Sleva 15 %

A 121 °C

Sleva platí do 29. 5. 2026

Sleva platí i na [nízké kádinky](#) s výlevkou

- objem: 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000 a 2000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměrů](#) či hadic.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 951 116 172	50	38	Skladem, do 1 týdne	24 Kč 20 Kč
120 951 116 242	100	48	Skladem, do 1 týdne	29 Kč 25 Kč
120 951 116 291	150	54	1-2 týdny	41 Kč 35 Kč
120 951 116 361	250	50	Skladem, do 1 týdne	39 Kč 33 Kč
120 951 116 412	400	70	Skladem, do 1 týdne	54 Kč 46 Kč
120 951 116 482	600	80	1-2 týdny	65 Kč 55 Kč
120 951 116 531	800	90	Skladem, do 1 týdne	93 Kč 79 Kč
120 951 116 542	1000	95	Skladem, do 1 týdne	105 Kč 89 Kč
120 951 116 632	2000	120	Skladem, do 1 týdne	195 Kč 166 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.