

Kanystr průmyslový se šroubovým uzávěrem se závitem GL, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 2, 5, 10 a 20 l
- materiál: mléčný HDPE
- černý šroubový uzávěr se závitem GL a kroužkem originality
- držadlo pro snadné přenášení
- UN kód pro transport nebezpečných látek
- vhodný pro potravinářství



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují plastové [nálevky](#), [odměrky s uchem](#), skleněné [reagenční láhve](#) a různé typy [plastových láhví](#).

Obj. číslo	Objem [l]	Rozměry (v x š x h) [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 780	2	175 x 155 x 115	45	Skladem, do 1 týdne	95 Kč
331 850 191 781	5	250 x 195 x 150	51	Skladem, do 1 týdne	143 Kč
331 850 191 782	10	320 x 225 x 195	51	Skladem, do 1 týdne	213 Kč
331 850 191 783	20	370 x 295 x 245	51	4-6 týdnů	378 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.