

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Kanystry a skladovací nádoby > Kanystr s výpustným kohoutem, HDPE

## Kanystr s výpustným kohoutem, HDPE

Materiál: HDPE

- objem: 10 nebo 20 l
- materiál: HDPE
- červený šroubový uzávěr, držadlo pro snadné přenášení
- vyměnitelný výpustný kohout
- vhodný i pro potravinářství



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují [nálevky](#), [odměrky s uchem](#), skleněné [kádinky](#) a [reagenční láhve](#) a různé typy [plastových láhví](#).

Obj. číslo	Objem [l]	Rozměry (v x š x h) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 770	10	380 x 300 x 160	3-4 týdny	591 Kč
331 850 191 771	20	470 x 370 x 180	4-6 týdnů	666 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Náhradní výpustný kohout

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 850 001 772	Náhradní výpustný kohout	3-4 týdny	96 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*