

Kartáč na láhve a demižony

- syntetická vlákna PA nebo syntetická vlákna PA s molitanem
- plastové držadlo
- obrázky jsou pouze ilustrační, barva držadla může být odlišná



Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
Kartáče na láhve, typ 25xx:					
134 416 434 095	Kartáč lahvový	40	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	33 Kč
134 416 435 095	Kartáč lahvový	50	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	34 Kč
134 416 436 095	Kartáč lahvový	60	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	40 Kč
Kartáče na láhve, typ 4431:					
134 416 460 091	Kartáč lahvový	40	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	40 Kč
134 416 461 091	Kartáč lahvový	50	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
134 416 462 091	Kartáč lahvový	60	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
Kartáč na láhve s molitanem:					
134 416 441 095	Kartáč lahvový s molitanem	60	Syntetická vlákna PA a molitan, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
Kartáč na dětské láhve:					
134 416 466 091	Kartáč na dětské láhve	60	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
Kartáč na demižony:					

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
132 556 021 091	Kartáč na demážony	80	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem, do 1 týdne	75 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.