

Kartáč na láhve a demižony, Popis: Kartáč na demižony, Průměr [mm]: 80, Provedení: Syntetická vlákna PA, plastové držadlo

- syntetická vlákna PA nebo syntetická vlákna PA s molitanem
- plastové držadlo
- obrázky jsou pouze ilustrační, barva držadla může být odlišná



Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
Kartáče na láhve, typ 25xx:					
134 416 434 095	Kartáč lahvový	40	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	33 Kč
134 416 435 095	Kartáč lahvový	50	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	34 Kč
134 416 436 095	Kartáč lahvový	60	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	40 Kč
Kartáče na láhve, typ 4431:					
134 416 460 091	Kartáč lahvový	40	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	40 Kč
134 416 461 091	Kartáč lahvový	50	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	41 Kč
134 416 462 091	Kartáč lahvový	60	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	42 Kč
Kartáč na láhve s molitanem:					
134 416 441 095	Kartáč lahvový s molitanem	60	Syntetická vlákna PA a molitan, plastové držadlo	Skladem	45 Kč
Kartáč na dětské láhve:					
134 416 466 091	Kartáč na dětské láhve	60	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	42 Kč
Kartáč na demižony:					
132 556 021 091	Kartáč na demižony	80	Syntetická vlákna PA, plastové držadlo	Skladem	75 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.