

## Karusel Autoloop PRO

Automatický karusel Autoloop PRO pro sterilizaci inokulačních kliček plamenem vyniká jednoduchým ovládáním, vysokou bezpečností pro uživatele a dlouhou životností. Díky přesné době sterilizace prodlužuje životnost očkovacích kliček, snižuje spotřebu plynu a šetří čas během práce. Vyhovuje současným požadavkům pro mikrobiologické a biotechnologické laboratoře a laboratoře pro buněčnou biologii.

### Základní charakteristika karuselu Autoloop PRO:

- příslušenství ke kahanům [Gasprofi 1 SCS micro](#) a [Fuego SCS](#)
- grafický displej s přehledným zobrazením všech funkcí
- otočný držák kliček (vhodný pro praváky i leváky)
- možnost sterilizace všech zavěšených očkovacích kliček jednou úplnou rotací
- možnost nastavení času sterilizace a chlazení (krok 1 s)
- automatická regulace plamene
- bezpečný pro uživatele (po dokončení sterilizace se na displeji zobrazí zbývající doba chlazení a polohy pro vyjmutí chladných očkovacích kliček)
- možnost další sterilizace (např. zkumavek či hrdla láhve) během automatického provozu karuselu pomocí nožního pedálu (objednává se samostatně jako volitelné příslušenství – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat)
- robustní konstrukce (nerezová ocel, eloxovaný hliník, displej ze žáruvzdorného skla)
- jednoduché propojení s kahanem
- **informace k dodávce:** součástí dodávky **je** karusel s podstavcem, 4 držáky a 4 inokulační kličky; součástí dodávky **není** [plynový kahan](#) ani nožní pedál (objednávají se samostatně)



Obj. číslo	Popis	Rozměry š x h x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
393 406 000 400	Pro kahan Gasprofi 1 SCS micro	135 x 135 x 305	Kontaktujte nás	
393 408 000 400	Pro kahany série Fuego SCS	135 x 180 x 305	3-4 týdny	32 450 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

[Data-Sheet-WDL-TEC-Carrousel-Autoloop-PRO-EN.pdf](#)

### Video k produktu

[Karusel Autoloop PRO ke kahanům WLD-TEC](#)