

Kelímek na masti, šroubovací uzávěr, PP

Materiál: PP

- objem: 12, 25, 35, 60, 90, 125, 185, 250, 310, 375, 625, 1000 a 1250 ml
- materiál: bílý PP
- šroubovací uzávěr
- autoklárovatelný při 120 °C po dobu 20 minut
- rozměry uvedené v tabulce uvádí průměr kelímku bez víčka a celkovou výšku včetně víčka



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr kelímku [mm]	Výška kelímku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 002 021 000	12	26	31	Skladem, do 1 týdne	11 Kč
331 002 021 001	25	31	40	Skladem, do 1 týdne	11 Kč
331 002 021 002	35	35	48	1-2 týdny	12 Kč
331 002 021 003	60	42	56	Skladem, do 1 týdne	13 Kč
331 002 021 011	90	53	52	Skladem, do 1 týdne	14 Kč
331 002 459 125	125	53	67	Skladem, do 1 týdne	15 Kč
331 002 459 185	185	69	60	1-2 týdny	18 Kč
331 002 459 250	250	69	78	Skladem, do 1 týdne	18 Kč
331 002 459 310	310	76	81	Skladem, do 1 týdne	19 Kč
331 002 459 375	375	76	97	Skladem, do 1 týdne	20 Kč
331 002 021 500	625	90	114	1-2 týdny	37 Kč
331 002 021 800	1000	106	128	3-4 týdny	39 Kč
331 002 021 100	1250	106	159	1-2 týdny	41 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.