

## Kelímek na masti, zaklapávací víčko, PP

- objem: 30, 50, 80, 100, 120 a 250 ml
- materiál: bílý PP (kelímek), bílý PE (víčko)
- zaklapávací víčko
- rozměry uvedené v tabulce uvádí průměr kelímku a jeho výšku bez víčka



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr kelímku [mm]	Výška kelímku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 640 731 030	30	45,1	36	Skladem, do 1 týdne	6 Kč
130 640 731 050	50	45,1	61	Skladem, do 1 týdne	7 Kč
130 640 731 080	80	73,1	29,2	Skladem, do 1 týdne	10 Kč
130 640 731 100	100	73,1	35,7	Skladem, do 1 týdne	11 Kč
130 640 731 120	120	73,1	42,5	Skladem, do 1 týdne	12 Kč
130 640 731 250	250	73,1	101,7	Skladem, do 1 týdne	20 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*