

## Kelímek na puchnutí, porcelánový s víčkem

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 19 ml
- včetně víčka
- teplotní odolnost do 1000 °C
- rozměry kelímku (horní průměr x výška): 43 x 27 mm
- rozměry víčka (průměr x výška): 50 x 17 mm
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
641 321 301 000	Porcelánový kelímek na puchnutí	19	3-4 týdny	51 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*