

Kelímeček pro stanovení prchavé kapaliny, porcelánový s víčkem

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 22 ml
- včetně víčka
- teplotní odolnost do 1000 °C
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- rozměry kelímku (horní průměr x výška): 32 x 42 mm
- rozměry víčka (průměr x výška): 36 x 15 mm
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
641 321 098 000	Porcelánový kelímeček s víčkem pro stanovení prchavé kapaliny	22	3-4 týdny	46 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.