

Kelímek žíhací a tavicí, kónický, Objem [ml]: 120

- objem: 27, 50 nebo 120 ml
- bez víčka (víčko se objednává samostatně)
- materiál: AG 202 (C795), slinutá korundová keramika s 95% obsahem Al_2O_3
- odolnost vůči taveninám do teploty 1500 °C
- **informace k dodávce:** kelímky se dodávají **bez** víčka



Korundové kelímky kónického tvaru

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Horní Ø [mm]	Dolní Ø [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 818 100	Korundový kelímek	27	35	25	45	Skladem, do 1 týdne	416 Kč
641 015 818 200	Korundový kelímek	50	45	30	55	Skladem, do 1 týdne	585 Kč
641 015 818 300	Korundový kelímek	120	60	35	70	1-2 týdny	1 131 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Korundová víčka

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 830 700	Korundové víčko pro kelímek o průměru 35 mm	5	Skladem, do 1 týdne	142 Kč
641 015 827 700	Korundové víčko pro kelímek o průměru 45 mm	5	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
641 015 830 800	Korundové víčko pro kelímek o průměru 60 mm	5	1-2 týdny	174 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.