

Kelímek žíhací a tavicí, válcový, Objem [ml]: 13

- objem: 1,7; 13 nebo 50 ml
- bez víčka (víčko se objednává samostatně)
- materiál: AG 202 (C795), slinutá korundová keramika s 95% obsahem Al_2O_3
- odolnost vůči taveninám do teploty 1500 °C
- **informace k dodávce:** kelímky se dodávají **bez** víčka



Korundové kelímky válcového tvaru

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 818 400	Korundový kelímek	1,7	15	20	Skladem, do 1 týdne	200 Kč
641 015 818 500	Korundový kelímek	13	28	38	Skladem, do 1 týdne	382 Kč
641 015 818 600	Korundový kelímek	50	40	60	Skladem, do 1 týdne	662 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Korundová víčka

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 830 600	Korundové víčko pro kelímek o průměru 28 mm	5	Skladem, do 1 týdne	134 Kč
641 015 824 400	Korundové víčko pro kelímek o průměru 40 mm	5	Skladem, do 1 týdne	151 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.