

Klávesnice hygienická SMART CLINICAL BOARD, voděodolná, silikonová

Voděodolná silikonová klávesnice z řady ADVANCED se 106 klávesami a numerickou klávesnicí.

- materiál: bílý silikon
- české rozložení kláves
- omyvatelná vodou (lze čistit i dezinfekčními prostředky), odolná proti prachu (IP68)
- provozní podmínky: -25 až 75 °C
- rozměry: 375 x 150 x 11 mm
- USB



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
477 790 023 212	TKG-106	Silikonová klávesnice SMART CLINICAL BOARD	1 ks	4 980 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.