

## KLÁVESNICE HYGIENICKÉ

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Omyvatelné klávesnice a myši > Klávesnice hygienické

### Omyvatelné a dezinfikovatelné klávesnice a myši německé firmy GETT

Klávesnice a myši jsou díky své konstrukci a každodennímu používání ideálním útočištěm pro bakterie a nejrůznější patogeny. Díky tomu může docházet k šíření choroboplodných zárodků, což je zejména v prostředí se zvýšenými hygienickými požadavky (např. lékařské ordinace, lékárny, nemocnice nebo čisté prostory) nežádoucí. Proto přicházíme s nabídkou omyvatelných voděodolných klávesnic vhodných pro kanceláře i laboratoře a také zcela uzavřených profesionálních klávesnic vhodných do prostředí s velmi vysokými požadavky na hygienu. Zlepšete hygienickou úroveň svého pracoviště s těmito produkty!

#### V naší nabídce najdete:

- ergonomicky tvarovanou klávesnici **CleanType Easy Basic** s antibakteriální povrchovou úpravou a odolností proti vodě a prachu
- voděodolnou klávesnici **Smart Clinical Board** se 106 klávesami a numerickou klávesnicí
- bílou nebo černou voděodolnou myš **Indumouse**

### Klávesnice hygienická CleanType Easy Basic, voděodolná

Ergonomicky tvarovaná klávesnice CleanType Easy Basic s antibakteriální povrchovou úpravou, 105 klávesami a numerickou klávesnicí.

- materiál: bílý plast s antibakteriální vrstvou
- české rozložení 105 kláves, klávesa pro celkové uzamčení klávesnice
- za příplatek možnost vlastního loga i vlastního rozložení znaků (nutno specifikovat při objednávce)
- krytí IP68: odolná vůči prachu, vodotěsná
- provozní podmínky: 0 - 55 °C
- rozměry: 441 x 125 x 23 mm
- USB kabel s ochranným vodotěsným krytem



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
477 790 025 208	TKL-105-GCQ-IP68-KGEH	Voděodolná klávesnice CleanType Easy Basic	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Klávesnice hygienická SMART CLINICAL BOARD, voděodolná, silikonová

Voděodolná silikonová klávesnice z řady ADVANCED se 106 klávesami a numerickou klávesnicí.

- materiál: bílý silikon
- české rozložení kláves
- omyvatelná vodou (lze čistit i dezinfekčními prostředky), odolná proti prachu (IP68)
- provozní podmínky: -25 až 75 °C
- rozměry: 375 x 150 x 11 mm
- USB



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
477 790 023 212	TKG-106	Silikonová klávesnice SMART CLINICAL BOARD	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*