

## Kleště krimpovací, ruční

Uzavírací a otevírací kleště pro krimpovací vialky zajišťují vždy stejný způsob uzavírání vialek. Jsou použitelné s hliníkovými a bimetalickými víčky (nejsou vhodné pro celoocelová magnetická víčka).



- dokonalý přitlak (zajištěný pohybem spodního držáku)
- ovládací kolečko (k nastavení správného přitlaku v závislosti na druhu vialky a typu použitého septa)
- symboly + a - (informují o směru otáčení - tím je významně zjednodušeno ovládání kleští včetně zabránění nedostatečného nebo nadměrného přitlaku)
- nízká hmotnost (konstrukce z odlehčeného plastu)
- ergonomická rukojeť
- pohodlné držení v rukou (díky výrazně zaobleným hranám)

Obj. číslo	Použití	Průměr uzávěru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
150 330 308 990	Zavírání	8	6-8 týdnů	7 192 Kč
150 330 311 990	Zavírání	11	3-4 týdny	7 192 Kč
150 330 311 991	Otevírání	11	3-4 týdny	7 380 Kč
150 330 320 990	Zavírání	20	3-4 týdny	7 192 Kč
150 330 320 991	Otevírání	20	3-4 týdny	7 380 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*