

## KLEŠTĚ KRIMPOVACÍ

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Kleště krimpovací

### Kleště ruční krimpovací

Uzavírací a otevírací kleště pro krimpovací vialky.

- pro průměr víčka 8, 11, 13 a 20 mm
- stejný způsob uzavírání všech vialek



| Obj. číslo      | Popis                   | Použití   | Průměr víčka [mm] | Dostupnost      | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| 150 951 242 051 | Ruční krimpovací kleště | Zavírání  | 8                 | Kontaktujte nás |           |
| 150 951 242 052 | Ruční krimpovací kleště | Otevírání | 8                 | 3-4 týdny       | 6 764 Kč  |
| 150 951 242 053 | Ruční krimpovací kleště | Zavírání  | 11                | 3-4 týdny       | 6 764 Kč  |
| 150 951 242 054 | Ruční krimpovací kleště | Otevírání | 11                | 3-4 týdny       | 6 764 Kč  |
| 150 951 242 055 | Ruční krimpovací kleště | Zavírání  | 13                | 3-4 týdny       | 6 764 Kč  |
| 150 951 242 056 | Ruční krimpovací kleště | Otevírání | 13                | 3-4 týdny       | 6 764 Kč  |
| 150 951 242 057 | Ruční krimpovací kleště | Zavírání  | 20                | 3-4 týdny       | 6 764 Kč  |
| 150 951 242 058 | Ruční krimpovací kleště | Otevírání | 20                | 3-4 týdny       | 6 764 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Kleště krimpovací, ruční

Uzavírací a otevírací kleště pro krimpovací vialky zajišťují vždy stejný způsob uzavírání vialek. Jsou použitelné s hliníkovými a bimetalickými víčky (nejsou vhodné pro celooceľová magnetická víčka).

- dokonalý přitlak (zajištěný pohybem spodního držáku)
- ovládací kolečko (k nastavení správného přitlaku v závislosti na druhu vialky a typu použitého septa)
- symboly + a - (informují o směru otáčení - tím je významně zjednodušeno ovládání kleští včetně zabránění nedostatečného nebo nadměrného přitlaku)
- nízká hmotnost (konstrukce z odlehčeného plastu)
- ergonomická rukojeť
- pohodlné držení v ruce (díky výrazně zaobleným hranám)



| <b>Obj. číslo</b> | <b>Použití</b> | <b>Průměr uzávěru [mm]</b> | <b>Dostupnost</b> | <b>Cena / ks</b> |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 150 330 308 990   | Zavírání       | 8                          | 6-8 týdnů         | 7 192 Kč         |
| 150 330 311 990   | Zavírání       | 11                         | 3-4 týdny         | 7 192 Kč         |
| 150 330 311 991   | Otevírání      | 11                         | 3-4 týdny         | 7 380 Kč         |
| 150 330 320 990   | Zavírání       | 20                         | 3-4 týdny         | 7 192 Kč         |
| 150 330 320 991   | Otevírání      | 20                         | 3-4 týdny         | 7 380 Kč         |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*