

## Klička očkovací, PS

Materiál: PS

Jednorázové inokulační kličky mají na jednom konci pružné očko a na druhém konci jehlu pro odběr kolonií.

- sterilní
- objem: 1 nebo 10  $\mu$ l
- délka: 195 mm
- materiál: PS
- **informace k dodávce:** očkovací kličky jsou dodávány v hromadném balení po 20 ks nebo v cenově výhodném balení po 100x 20 ks



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [skleněné](#) Petriho misky, skleněné [očkovací kličky dle Drigalského](#) a plastové [hokejky](#).

Obj. číslo	Popis	Objem [ $\mu$ l]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 192 650	Hromadné balení po 20 ks, sterilní	1	Skladem, do 1 týdne	22 Kč
331 850 192 651	Hromadné balení po 20 ks, sterilní	10	Skladem, do 1 týdne	22 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Popis	Objem [ $\mu$ l]	Barva	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 431	Hromadné balení 100x 20 ks, sterilní	1	Bílá	1-2 týdny	1 500 Kč
130 647 696 430	Hromadné balení 100x 20 ks, sterilní	10	Modrá	1-2 týdny	1 500 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*