

KLIČKY OČKOVACÍ A ROZTĚRKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Kličky očkovací a roztěrky

Klička očkovací, PS

Materiál: PS

Jednorázové inokulační kličky mají na jednom konci pružné očko a na druhém konci jehlu pro odběr kolonií.

- sterilní
- objem: 1 nebo 10 µl
- délka: 195 mm
- materiál: PS
- **informace k dodávce:** očkovací kličky jsou dodávány v hromadném balení po 20 ks nebo v cenově výhodném balení po 100x 20 ks



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [skleněné](#) Petriho misky, skleněné [očkovací kličky dle Drigalského](#) a plastové [hokejky](#).

Obj. číslo	Popis	Objem [µl]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 192 650	Hromadné balení po 20 ks, sterilní	1	Skladem, do 1 týdne	22 Kč
331 850 192 651	Hromadné balení po 20 ks, sterilní	10	Skladem, do 1 týdne	22 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Objem [µl]	Barva	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 431	Hromadné balení 100x 20 ks, sterilní	1	Bílá	1-2 týdny	1 500 Kč
130 647 696 430	Hromadné balení 100x 20 ks, sterilní	10	Modrá	1-2 týdny	1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar L

Roztěrky umožňují rovnoměrné rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média.

- hladký povrch
- tvar "L" se zahnutým koncem (zabraňuje poškození povrchu média)
- sterilní
- materiál: zelený PP bez pyrogenů nebo bílý PS



- **informace k dodávce:** roztěrky lze objednat
 - jednotlivě balené po 1 ks
 - v hromadném balení po 5 ks
 - v hromadném balení po 10 ks
 - v cenově výhodném balení 400x 5 ks

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [hokejky tvaru T](#), [plastové Petriho misky](#) a [očkovací kličky](#).

Roztěrky jednotlivě balené po 1 ks

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 435 1	Jednotlivě balená, PS, sterilní	Bílá	198 ks	5,20 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Roztěrky v hromadném balení

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / bal.
130 745 312 014	Hromadné balení po 10 ks, PP, sterilní	Zelená	4-6 týdnů	36 Kč
130 640 027 411	Hromadné balení po 5 ks, PS, sterilní	Bílá	4-6 týdnů	25 Kč
130 647 696 436	Hromadné balení po 5 ks, PS, sterilní, 400x 5 ks (celkem 2 000 ks)	Bílá	4-6 týdnů	7 780 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar T

Roztěrky umožňují rovnoměrné rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média.

- hladký zaoblený povrch
- tvar "T"
- sterilní (sterilizováno γ -zářením)
- materiál: PS
- **informace k dodávce:** roztěrky se dodávají individuálně balené po 1 ks (v balení 500 ks), nebo v hromadném balení po 5 ks (v balení 400x 5 ks)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [hokejky tvaru L](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) Petriho misky, skleněné [očkovací kličky dle Drigalského](#) a [plastové očkovací kličky](#).

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 437	Jednotlivě balená, sterilní	500	1-2 týdny	2 494 Kč
130 647 696 438	Hromadné balení po 5 ks	400x 5	3-4 týdny	7 712 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Tyčinka stěrová

- typ: dřevo/vata, nesterilní
- průměr hlavičky s vatou: cca 5 mm
- průměr tyčinky: 2,2 mm
- délka tyčinky: 150 mm
- **informace k dodávce:** stěrové tyčinyky (tampóny) jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Popis	Typ	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 695 280	Stěrová tyčinka (tampón)	Dřevo/vata, délka 150 mm, nesterilní	100	1-2 týdny	25,50 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.