

Kolona chromatografická skleněná, s fritou S0

- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- délka 200, 300, 500, 750 nebo 1000 mm
- NZ 14/23, 29/32 nebo 45/40
- skleněná fritu S0 (P250 dle ISO 4793), velikost pórů 160 - 250 µm
- kohout s PTFE kladívkem (vrtání 2,5 mm)
- **informace k objednávací tabulce:** Délka [mm] = délka objemové části (výška plnění)



Obj. číslo	Délka [mm]	Vnitřní průměr [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
150 958 670 211	200	10	14/23	4-6 týdnů	2 130 Kč
150 958 670 311	300	10	14/23	4-6 týdnů	2 106 Kč
150 958 671 211	200	20	29/32	4-6 týdnů	2 348 Kč
150 958 671 311	300	20	29/32	4-6 týdnů	2 260 Kč
150 958 671 321	200	30	29/32	4-6 týdnů	2 348 Kč
150 958 671 331	300	30	29/32	4-6 týdnů	2 373 Kč
150 958 671 351	500	30	29/32	4-6 týdnů	2 490 Kč
150 958 671 391	1000	30	29/32	4-6 týdnů	2 615 Kč
150 951 070 283	750	60	45/40	4-6 týdnů	7 632 Kč
150 951 070 284	750	70	45/40	4-6 týdnů	8 227 Kč
150 951 070 285	750	80	45/40	4-6 týdnů	8 887 Kč
150 951 070 286	750	90	45/40	4-6 týdnů	9 978 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.