

Kolona chromatografická skleněná, s fritou S1

- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- délka 200, 300, 400 nebo 600 mm
- NZ 14/23 nebo 29/32
- skleněná fritu S1 (P160 dle ISO 4793), velikost pórů 100 - 160 μm
- kohout s PTFE kladívkem (nevyžaduje mazání)
- **informace k objednávací tabulce:** Délka [mm] = délka objemové části (výška plnění)



| Obj. číslo | Délka [mm] | Vnitřní průměr [mm] | NZ | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------------|-------|------------|-----------|
| 120 066 611 001 | 200 | 10 | 14/23 | 4-6 týdnů | 2 315 Kč |
| 120 066 611 003 | 200 | 15 | 14/23 | 4-6 týdnů | 2 430 Kč |
| 120 066 611 002 | 300 | 10 | 14/23 | 4-6 týdnů | 2 353 Kč |
| 120 066 611 004 | 400 | 20 | 29/32 | 4-6 týdnů | 2 518 Kč |
| 120 066 611 005 | 600 | 30 | 29/32 | 4-6 týdnů | 3 153 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.