

Kolona chromatografická skleněná, s fritou S1

- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- délka 200, 300, 400 nebo 600 mm
- NZ 14/23 nebo 29/32
- skleněná fritu S1 (P160 dle ISO 4793), velikost pórů 100 - 160 µm
- kohout s PTFE kladívkem (nevyžaduje mazání)
- **informace k objednávací tabulce:** Délka [mm] = délka objemové části (výška plnění)



Obj. číslo	Délka [mm]	Vnitřní průměr [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
120 066 611 001	200	10	14/23	4-6 týdnů	2 315 Kč
120 066 611 003	200	15	14/23	4-6 týdnů	2 430 Kč
120 066 611 002	300	10	14/23	4-6 týdnů	2 353 Kč
120 066 611 004	400	20	29/32	4-6 týdnů	2 518 Kč
120 066 611 005	600	30	29/32	4-6 týdnů	3 153 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.