

Kolona chromatografická skleněná

- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- délka 200, 400 nebo 600 mm
- NZ 14/23 nebo 29/32
- kohout s PTFE kladívkem (nevyžaduje mazání)
- **informace k objednávací tabulce:** Délka [mm] = délka objemové části (výška plnění)



Obj. číslo	Délka [mm]	Vnitřní průměr [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
120 066 610 001	200	10	14/23	4-6 týdnů	1 570 Kč
120 066 610 003	400	20	29/32	4-6 týdnů	1 855 Kč
120 066 610 004	600	30	29/32	4-6 týdnů	2 213 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.