

Kolona destilační dle Hempla

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- 2x NZ 14/23 nebo 29/32 (typ jádro a plášť)
- délka 200, 300, 500, 750 nebo 1000 mm
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- vhodná pro náplň z [Raschigových kroužků](#) (objednávají se samostatně)



Destilační kolona dle Hempla, Rettberg - doba dodání 6 až 8 týdnů

Obj. číslo	Popis	NZ	Výška plnění [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 954 065 214	Kolona destilační dle Hempla, Rettberg	14/23	200	6-8 týdnů	638 Kč
120 954 065 329	Kolona destilační dle Hempla, Rettberg	29/32	300	6-8 týdnů	1 030 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Destilační kolona dle Hempla, Technosklo - zakázková výroba, doba dodání cca 3 měsíce

Obj. číslo	Popis	NZ	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 441 402 302	Kolona destilační dle Hempla, Technosklo	14/23	300	Delší termín	594 Kč
632 441 402 505	Kolona destilační dle Hempla, Technosklo	29/32	500	Delší termín	608 Kč
632 441 402 755	Kolona destilační dle Hempla, Technosklo	29/32	750	Delší termín	757 Kč
632 441 402 995	Kolona destilační dle Hempla, Technosklo	29/32	1000	Delší termín	802 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.