

Komora chromatografická Camag

- skleněná vyvíjecí nádoba pro TLC desky
- skleněné nebo nerezové víko
- dvoužlábkové dno (nízká spotřeba rozpouštědla)
- rozměry: 10 x 10 nebo 20 x 20 cm



i Skleněné vyvíjecí nádoby s plochým dnem bez žlábků vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Skleněná vyvíjecí nádoba se skleněným víkem

Obj. číslo	Popis	Provedení	Víko	Rozměry [cm]	Dostupnost	Cena / ks
150 115 225 255	Nádoba vyvíjecí	Dvoužlábková pro TLC desky	Skleněné	20 x 20	3-4 týdny	11 100 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněná vyvíjecí nádoba s víkem z nerezové oceli

Obj. číslo	Popis	Provedení	Víko	Rozměry [cm]	Dostupnost	Cena / ks
150 115 225 155	Nádoba vyvíjecí	Dvoužlábková pro TLC desky	Nerezové	10 x 10	3-4 týdny	5 700 Kč
150 115 225 256	Nádoba vyvíjecí	Dvoužlábková pro TLC desky	Nerezové	20 x 20	3-4 týdny	11 980 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Saturační vložka

Obj. číslo	Popis	Rozměry [cm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 115 225 244	Vložka saturační	20 x 20	100	3-4 týdny	7 080 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.