

KOMŮRKY NA POČÍTÁNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro mikrobiologii > Komůrky na počítání

Komůrka počítací

Výrobci a značky: Marienfeld

- typ: Bürker, Fuchs-Rosenthal a Neubauer-improved
- provedení: bez svorek nebo se svorkami
- materiál: speciální optické sklo
- hloubka: 0,1 nebo 0,2 mm (dle typu), tolerance $\pm 2\%$
- dvě sady mřížek (tmavé rámování)
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- dle DIN 12847



i V naší nabídce najdete i [krycí skla](#) k počítacím komůrkám.

Počítací komůrky bez svorek

Obj. číslo	Typ	Provedení	Hloubka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 990 640 210	Bürker CE	Bez svorek	0,1	3-4 týdny	1 233 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Počítací komůrky se svorkami

Obj. číslo	Typ	Provedení	Hloubka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 990 640 211	Bürker CE	Se svorkami	0,1	3-4 týdny	1 838 Kč
634 990 640 011	Neubauer-improved CE	Se svorkami	0,1	3-4 týdny	1 838 Kč
634 990 640 411	Fuchs-Rosenthal CE	Se svorkami	0,2	3-4 týdny	1 838 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sklo krycí k počítacím komůrkám

Výrobci a značky: Marienfeld

- rozměry: 20 x 26, 22 x 22 nebo 24 x 24 mm
- materiál: speciální optické sklo
- broušené a leštěné hrany
- vhodné i pro krevní stěry
- značka CE a číslo šarže (splňuje nařízení EU 2017/746 IVDR)
- **informace k dodávce:** skla jsou dodávána v balení po 100 ks (v papírové krabičce je 10 ks plastových boxů obsahujících 10 skel)



i Pro většinu [počítacích komůrek](#) jsou vhodná krycí skla o rozměru 20 x 26 mm. Počítací komůrky Fuchs-Rosenthal vyžadují rozměr 24 x 24 mm.

Obj. číslo	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 990 320 000	20 x 26	0,4	100	3-4 týdny	2 990 Kč
634 990 321 000	22 x 22	0,4	100	3-4 týdny	3 254 Kč
634 990 322 000	24 x 24	0,4	100	3-4 týdny	3 361 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.