

Konduktometr tužkový XS COND 1

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Přenosný tester XS COND 1 je určen pro rychlé orientační měření konduktivity nebo TDS. Díky jednoduchému ovládání a kompaktním rozměrům je ideální volbou pro každodenní rutinní použití. Uplatnění najde například při kontrole bazénové vody.

Základní charakteristika testeru XS COND 1:

- velký LCD displej
- jednoduché ovládání
- 1- nebo 2bodová kalibrace, indikace standardů použitých při kalibraci (1413 μ S nebo 12,88 mS)
- indikátor stability (ikona na displeji)
- automatické vypnutí po 8 minutách nečinnosti
- provoz na baterie (indikace stavu na displeji)
- **informace k dodávce:** tester lze objednat buď samostatně nebo v sadě s kalibračními standardy 1413 μ S a 12,88 mS (sáčky á 25 ml), obě varianty jsou balené v kartonu



Technické údaje		
Senzor (elektroda)		integrováný, nelze vyměnit
Vodivost	Rozsah:	0,01 μ S - 199,9 mS
	Rozlišení:	automatické
	Přesnost:	± 2 % z měřeného rozsahu
	Kalibrace:	1- nebo 2bodová
TDS	Rozsah:	0,01 ppm - 199,9 ppt
	Faktor:	0,40 - 1,00
Referenční teplota		25 °C
Pracovní rozsah teplot		0 - 50 °C (teplota se nezobrazuje na displeji)
Napájení		2x 1,5V AAA baterie, životnost až 300 hodin (kompatibilní s alkalickými i dobíjecími bateriemi)
Rozměry (průměr x délka) / Hmotnost		40 x 200 mm / 150 g
Krytí		IP67

Tester XS COND 1

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
454 860 514 153	Tester Ecopack	Včetně poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií	3-4 týdny	1 789 Kč
454 860 514 163	Tester KIT	Včetně kalibračních standardů 1413 μS a 12,88 mS (á 25 ml), poutka na krk a 2 ks 1,5V AAA baterií	3-4 týdny	2 009 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Kalibrační standardy

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
454 860 512 223	Sada 20 kalibračních standardů v 25ml sáčcích (10x 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 10x 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$)	3-4 týdny	588 Kč
454 860 512 253	Sada kalibračních standardů a destilované vody v 25ml sáčcích (7x 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 7x 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 6x H_2O)	3-4 týdny	588 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Tester-COND-1-ECOPACK-EN.pdf

 Data-Sheet-XS-Tester-COND-1-KIT-EN.pdf