

Kopistě porcelánová oboustranná

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- provedení: oboustranná (na každé straně jiná velikost špachtle)
- délka: 104, 186, 250 nebo 298 mm
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Popis	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 334 217 101	Oboustranná porcelánová špachtle	104	3-4 týdny	128 Kč
641 334 217 201	Oboustranná porcelánová špachtle	186	3-4 týdny	169 Kč
641 334 217 301	Oboustranná porcelánová špachtle	250	3-4 týdny	196 Kč
641 334 217 401	Oboustranná porcelánová špachtle	298	3-4 týdny	248 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.