

## Kopistě se lžící, porcelánová

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- provedení: miska na jedné straně a plochý list špachtle (kopistě) na straně druhé
- délka: 103, 148, 164, 187, 200 nebo 250 mm
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Popis	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 334 218 101	Porcelánová kopistě se lžící	103	3-4 týdny	89 Kč
641 334 218 121	Porcelánová kopistě se lžící	148	3-4 týdny	94 Kč
641 334 218 131	Porcelánová kopistě se lžící	164	3-4 týdny	107 Kč
641 334 218 201	Porcelánová kopistě se lžící	187	3-4 týdny	134 Kč
641 334 218 221	Porcelánová kopistě se lžící	200	3-4 týdny	166 Kč
641 334 218 301	Porcelánová kopistě se lžící	250	3-4 týdny	186 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*