

Koš modulární k ultrazvukovým čističkám Elma Elmasonic

Při provozu ultrazvukových lázní je vhodné, aby se čištěné předměty nedotýkaly dna a stěn vany. Pro tento účel slouží různé typy košů. Závěsné koše usnadňují vložení i vyjmutí čištěných předmětů.



- materiál: nerezová ocel, plastové rukojeti
- tvar: obdélník se zkosenými hranami (mimo vel. 10, 500 a 900)
- provedení: modulární – koše mají otvory na dně a bocích (vel. 10 pouze na dně), otvory slouží pro uchycení různých držáků
- autoklávatelné
- kompatibilní s ultrazvukovými čističkami Elmasonic [Easy](#), [P](#), [Select](#) a [Xtra](#)
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

Kompatibilita s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

Typ koše	10	20	30	40	60	80	100	120	150	180	300	500	900
Typ čističky	10	20	30	40	60	80	100	120	150	180	300	500	900
Elmasonic Easy	•	•	•	•	•		•	•		•	•		
Elmasonic Select			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Elmasonic P			•		•			•		•	•		
Elmasonic Xtra				•	•			•		•	•		

Obj. číslo	Typ	Rozměry [mm]	Zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 117 923	10	155 x 70 x 35	max. 1	3-4 týdny	1 125 Kč
410 017 119 922	20	110 x 105 x 50	max. 1	3-4 týdny	1 188 Kč
410 017 108 916	30	195 x 105 x 50	max. 1	3-4 týdny	1 250 Kč
410 017 113 045	40	195 x 105 x 95	max. 3	3-4 týdny	1 450 Kč
410 017 113 050	60	255 x 105 x 95	max. 5	3-4 týdny	1 750 Kč
410 017 111 838	80	455 x 105 x 55	max. 5	3-4 týdny	3 250 Kč
410 017 113 387	100	250 x 195 x 90	max. 6	3-4 týdny	3 750 Kč
410 017 113 390	120	250 x 195 x 135	max. 7	3-4 týdny	3 750 Kč
410 017 113 110	150	450 x 255 x 55	max. 7	3-4 týdny	4 875 Kč
410 017 113 404	180	280 x 255 x 135	max. 8	3-4 týdny	4 375 Kč

Obj. číslo	Typ	Rozměry [mm]	Zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 113 072	300	450 x 255 x 135	max. 10	3-4 týdny	4 875 Kč
410 017 107 675	500	460 x 300 x 195	max. 20	3-4 týdny	7 700 Kč
410 017 107 641	900	545 x 460 x 190	max. 30	3-4 týdny	10 125 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Modular-baskets-EN.pdf