

## Koš závěsný nerezový k ultrazvukové čističce Bandelin Sonorex

Výrobci a značky: Bandelin

Při provozu ultrazvukových lázní je vhodné, aby se čištěné předměty nedotýkaly dna a stěn vany. Pro tento účel slouží různé typy košů. Závěsné koše usnadňují vložení i vyjmutí čištěných předmětů.




- závěsné provedení (s výjimkou typu K6)
- snadné vložení i vyjmutí
- nerezová ocel
- bezpečnost obsluhy (nedochází ke styku s kapalinou v lázni)
- vhodné pro ultrazvukové čističky [Sonorex Super](#), [Sonorex Digitec](#) a [Sonorex smart](#)
- k pevnému uchycení laboratorního skla ke košům slouží [svorky](#) (objednávají se samostatně)
- v případě zájmu o jiné typy košů kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Typ	Pro typ čističky	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
395 367 200 002	K08	RK 31/31 H; DT 31/31 H	170x65x50	3-4 týdny	1 200 Kč
395 367 200 051	K1C	RK 52/52 H; DT 52/52 H	120x110x40	3-4 týdny	1 550 Kč
395 367 200 052	K3C	RK 100/100 H; RK 102H; DT 100/100 H; DT 102 H; ST 102 H	200x110x40	3-4 týdny	1 850 Kč
395 367 200 053	K3CL	RK 103 H; DT 103 H; ST 103 H	200x110x40	3-4 týdny	2 000 Kč
395 367 200 006	K6	RK 106; DT 106	Ø215x50	3-4 týdny	3 475 Kč
395 367 200 007	K6L	RK 156; DT 156	460x100x50	3-4 týdny	5 875 Kč
395 367 200 017	K6BL	RK 156 BH; DT 156 BH; ST 156 BH	460x100x50	3-4 týdny	5 925 Kč
395 367 200 027	K7	RK 170 H; ST 170 H	950x150x50	3-4 týdny	15 325 Kč
395 367 200 055	K5C	RK 255/255 H; DT 255/255 H; ST 255 H	260x110x40	3-4 týdny	2 200 Kč
395 367 200 359	K10	RK 510/510 H; DT 510/510 H; ST 510 H	250x195x50	3-4 týdny	5 225 Kč
395 367 200 020	K10B	RK 512 H; DT 512 H	250x195x50	3-4 týdny	5 325 Kč
395 367 200 031	K14	RK 514/514 H; DT 514/514 H; ST 514 H	275x245x50	3-4 týdny	5 750 Kč

Obj. číslo	Typ	Pro typ čističky	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
395 367 200 011	K14B	RK 514 BH; DT 514 BH; ST 514 BH	275x245x50	3-4 týdny	5 850 Kč
395 367 200 012	K28	RK 1028/1028 H; DT 1028/1028 H; ST 1028 H	455x245x50	3-4 týdny	7 525 Kč
395 367 200 013	K28C	RK 1028 C; RK 1028 CH; DT 1028 CH; ST 1028 CH	455x245x50	3-4 týdny	7 700 Kč
395 367 200 025	K40	RK 1040	Ø480x50	3-4 týdny	11 150 Kč
395 367 200 014	K50	RK 1050	545x450x50	3-4 týdny	10 475 Kč
395 367 200 015	K50C	RK 1050 CH; DT 1050 CH; ST 1050 CH	545x450x50	3-4 týdny	10 600 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Bandelin-Sonorex-Baskets-EN.pdf](#)