

## KÁDINKY NEREZOVÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Kádinky nerezové

### Kádinka s výlevkou, nerezová

- objem: 100, 250, 500, 1000, 3000 a 5000 ml
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)
- bez graduace, s vyhnutým okrajem a výlevkou
- výborná chemická i teplotní odolnost
- hladký povrch (rychlé a snadné čištění)
- autoklávovatelná do 121 °C
- dno vhodné pro topné desky a magnetické míchačky
- vhodná pro potravinářství



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Horní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 171 210 100	100	50	58	60	2-3 týdny	516 Kč
399 171 210 250	250	65	74	85	4-6 týdnů	565 Kč
399 171 210 500	500	80	90	110	2-3 týdny	894 Kč
399 171 211 000	1000	100	112	130	2-3 týdny	1 319 Kč
399 171 213 000	3000	150	169	180	2-3 týdny	1 978 Kč
399 171 215 000	5000	180	202	210	2-3 týdny	2 118 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Kádinka s uchem a výlevkou, nerezová

- objem: 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- výborná chemická i teplotní odolnost
- hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
- dno vhodné pro topné desky a magnetické míchačky



Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 530	100	60	50	4-6 týdnů	2 616 Kč
397 210 008 531	250	85	65	4-6 týdnů	2 689 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Výška [mm]</b>	<b>Průměr [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
397 210 008 532	500	110	80	4-6 týdnů	3 177 Kč
397 210 008 533	1000	130	100	2-3 týdny	3 638 Kč
397 210 008 534	2000	180	120	4-6 týdnů	5 112 Kč
397 210 008 535	3000	180	150	4-6 týdnů	5 972 Kč
397 210 008 536	5000	210	180	4-6 týdnů	7 421 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*