

KLEŠTĚ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kleště, nůžky, pinzety, jehly a skalpely > Kleště

Kleště kelímkové se zalomenou čelistí, nerezové

- délka: 160, 200, 220, 250, 300, 400, 500 nebo 600 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10, chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem nebo chromniklová ocel 18/10 s čelistmi potaženými teflonem
- vroubkování na konci čelistí
- vhodné pro snadnou a bezpečnou manipulaci s kelímkami
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i porcelánové žíhací [kelímky](#) a [misky](#), [žíhací triangly](#), [kahany](#) a [korkové podložky](#).

Kelímkové kleště z chromniklové oceli 18/10

Obj. číslo	Délka [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
130 635 002 130	200	Chromniklová ocel 18/10	Skladem, do 1 týdne	209 Kč
130 635 002 131	220	Chromniklová ocel 18/10	Skladem, do 1 týdne	219 Kč
130 635 002 132	250	Chromniklová ocel 18/10	Skladem, do 1 týdne	240 Kč
130 635 002 133	300	Chromniklová ocel 18/10	Skladem, do 1 týdne	297 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kelímkové kleště z chromniklové oceli 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem

Obj. číslo	Délka [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
130 635 002 099	160	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	175 Kč
130 635 002 100	200	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	223 Kč
130 635 002 101	220	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	233 Kč
130 635 002 102	250	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	255 Kč
130 635 002 103	300	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	278 Kč
130 635 002 104	400	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	474 Kč
130 635 002 105	500	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	4-6 týdnů	681 Kč
130 635 002 106	600	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	4-6 týdnů	813 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kelímkové kleště z chromniklové oceli 18/10 s čelistmi potaženými teflonem

Obj. číslo	Délka [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
130 635 002 400	200	Chromniklová ocel 18/10, čelisti potažené PTFE	2-3 týdny	774 Kč
130 635 002 401	250	Chromniklová ocel 18/10, čelisti potažené PTFE	2-3 týdny	774 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Crucible-Tongs-EN.pdf

Kleště kelímkové s rukojetí potaženou PVC

- délka: 200, 220, 250 nebo 300 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10, rukojeť potažená PVC (max. teplota 145 °C)
- vroubkování na konci čelistí
- vhodné pro snadnou a bezpečnou manipulaci s kelímkami
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení




Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i porcelánové žíhací [kelímky](#) a [misky](#), [žíhací triangly](#), [kahany](#) a [korkové podložky](#).

Obj. číslo	Délka [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
130 635 002 160	200	Chromniklová ocel 18/10	2-3 týdny	226 Kč
130 635 002 161	220	Chromniklová ocel 18/10	4-6 týdnů	251 Kč
130 635 002 162	250	Chromniklová ocel 18/10	4-6 týdnů	297 Kč
130 635 002 163	300	Chromniklová ocel 18/10	2-3 týdny	327 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Crucible-tongs-plastic-handle-EN.pdf

Kleště na baňky a kádinky s čelistmi potaženými plastem

- délka: 250 mm
- průměr nádob: 20, 30, 40, 50 nebo 60 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem, čelisti potažené polyamidem
- vhodné pro snadnou a bezpečnou manipulaci s baňkami, kádinkami nebo láhvemi
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení




Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [protiskluzové podložky](#), skleněné [kádinky](#), různé typy [baněk](#), [třínožky na vaření](#) a [síčky nad kahan](#).

Obj. číslo	Délka [mm]	Pro průměr nádoby [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
130 635 002 179	250	20	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	416 Kč
130 635 002 180	250	30	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	416 Kč
130 635 002 181	250	40	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	416 Kč
130 635 002 182	250	50	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	2-3 týdny	416 Kč
130 635 002 183	250	60	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	Skladem, do 1 týdne	416 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Flask-tongs-EN.pdf](#)

Kleště na kádinky s čelistmi potaženými keramikou

- délka: 300 mm
- průměr kádinek: 60 až 100 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem, čelisti potažené keramikou
- vhodné pro snadnou a bezpečnou manipulaci s kádinkami



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [protiskluzové podložky](#), skleněné [kádinky](#), [třínožky na vaření](#) a [síčky nad kahan](#).

Obj. číslo	Délka [mm]	Pro průměr kádinky [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
397 210 002 220	300	60 až 100	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	1-2 týdny	478 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kleště pertlovací na uzavírání a otevírání penicilinových a infuzních láhví

- oboustranné: jedna strana čelistí slouží k uzavírání uzávěrů na láhvích, druhá pak k jejich odstraňování
- vhodné pro hliníkové uzávěry o průměru 20 mm (penicilinové láhve) nebo 32 mm (infuzní láhve)
- materiál: nerezová ocel, rukojeť s plastovým potahem



Obj. číslo	Typ	Průměr uzávěru [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
397 065 200 300	Na penicilinové láhve	20	Nerezová ocel, rukojeť s plastovým potahem	3-4 týdny	2 330 Kč
397 065 200 305	Na infuzní láhve	32	Nerezová ocel, rukojeť s plastovým potahem	3-4 týdny	2 418 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.